



WW22007 血中酸素アイコン再表示手順

血中酸素アイコンがウォッチ画面から消えた場合は、以下の手順により再表示させる事が出来ます。

※アプリのアップデート等により、アイコンが表示されなくなる場合があります。

再表示手順 (iphone)



1. [デバイス] をタップしてください。

2. [その他の設定] をタップしてください。

●●● その他の設定



3. [更新プログラムの確認] をタップしてください。

↑ 更新プログラムの確認



4. [デバイス調査] をタップしてください。
自動的に最新バージョンへ更新します。



ウォッチ画面に再表示されます。




WW22007 血中酸素アイコン再表示手順

血中酸素アイコンがウォッチ画面から消えた場合は、以下の手順により再表示させる事が出来ます。

※アプリのアップデート等により、アイコンが表示されなくなる場合があります。

再表示手順 (Android)



1. [デバイス] をタップしてください。




2. [その他の設定] をタップしてください。

●●● その他の設定



3. [更新プログラムの確認] をタップしてください。

更新プログラムの確認



4. [デバイス調査] をタップしてください。
自動的に最新バージョンへ更新します。

デバイス調査



ウォッチ画面に再表示されます。